

STEAMY

Nebulizatör - KOMPRESÖRLÜ

"Steamy" nebulizatör güçlü kompresörüyle rahat ve kolay bir kullanım imkanı verir. Astım, alerjiler ve bronşit gibi solunum rahatsızlıklarının reçeteli ilaçlarla tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. "Steamy", kullanılacak ilacı buhar haline getirerek ağızlık veya maske vasıtasıyla solunmasını sağlar.

- 1 6cc. ilaç haznesi
- 2 Çocuk ve yetişkin maskesi
- 3 Nebulizatör kiti



Özellikler

Kullanım amacı :	Hasta tarafından inhalasyon için ilaçların aerosol haline getirilmesi
Kullanım alanları :	Ev, Hastane, Subakut Enstitüler
Hasta tipi :	Çocuk ve Yetişkin
İlaç kapasitesi :	6 ml
MMAD:	3µm
Ortalama Nebülizasyon Hızı :	Min. 0.32 ml/dk
Ses Seviyesi :	58 dB(A) altında
Kompresör Basınç Aralığı :	35 - 50Psi
Maks. Çalışma Basıncı:	9-16 Psi (62kpa - 110 kpa)
Akış Hızı:	5~8 L/dk
Çalışma modu:	4 saate kadar Sürekli
Kontrendikasyonlar :	Yok
Elektrik çarpmasına karşı koruma :	<input checked="" type="checkbox"/> - Tip II olarak sınıflandırılmıştır
<input checked="" type="checkbox"/> - Tip BF uygulanan parçalar:	Ağızlık, maskeler
IP Sınıfı:	IP21
Hasta ile temas halindeki malzemeler :	Polipropilen
Temizlenebilir Nebülizatör Parçaları:	Evet
Çalışma Koşulları:	5°C - 40°C, 10% - 95% RH
Depolama Koşulları:	(-25°C) - (+60°C), 10% - 95% RH
Güç:	230V AC, 50Hz
Güç Tüketimi:	65W altında
Sigorta:	2A
Boyutlar (mm) (GxDxY)	280 x 165 x 90
Ağırlık (kg)	1.80 kg
Standart Aksesuarlar:	Kompresörlü Nebülizatör : 1 adet Yetişkin Maskesi: 1 adet Çocuk Maskesi: 1 adet Hava Filtresi:1 adet Dayanıklı Hava Hortumu:1 adet İlaç Haznesi 6ml:1 adet Ağızlık: 1 adet Burunluk: 1 adet



Açıklamalar



1. Nebülizör cihazı
2. Nebülizör haznesi
3. Hava hortumu
4. Ağızlık
5. Hava filtreleri
6. Yetişkin maskesi
7. Pediatrik maske
8. Burunluk