

# FONDLY

## ELEKTRONİK BEBEK BASKÜLÜ

- 1 Daha az ses, Daha az titreşim
- 2 4 adet yüksek hassasiyetli gerinim ölçer sensörü
- 3 Otomatik açma ve otomatik kapanma
- 4 Dara fonksiyonu
- 5 Otomatik kilitleme / tutma işlevi
- 6 Düşük pil ve aşırı yük göstergesi
- 7 Birim dönüştürme anahtarı
- 8 Mezura ile birlikte



[www.vivocare-health.com](http://www.vivocare-health.com)